

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항Glut2/Slc2A2 다클론 항체 - P11168

품목 번호: CM0031067

소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증된 인간 GLUT2/SLC2A2 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. IVD 환경에서 포도당 수송 및 대사 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GLUT2/SLC2A2 토끼 pAb
비고/별칭	GLUT2; GLUT2/SLC2A2
종	인간
유전자 ID (인간)	6514
유전자 ID	6514
면역원	합성 펩티드 인간 GLUT2/GLUT2/SLC2A2 (NP_000331.1)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 상응하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P11168
단백질 분자량	57kDa
배송 방식	아이스팩