

Anti-Glut2/Slc2A2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - P11168

품목 번호: CM0003672

소개

이 토끼 단일클론 항체는 촉진성 포도당 수송체인 GLUT2/SLC2A2를 표적으로 합니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫드 샘플과 교차 반응하여 당뇨병 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GLUT2/SLC2A2 Rabbit mAb
비고/별칭	GLUT2; GLUT2/SLC2A2
종	인간
GeneID (Human)	6514
GeneID	6514
면역원	합성 펩타이드 인간 GLUT2/SLC2A2 (P11168)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P11168
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백