


Anti-Glut3/Slc2A3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - P11169

품목 번호: CM0008474



소개

WB, IP, ELISA에 대해 검증된 고품질 anti-GLUT3/SLC2A3 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트를 인식합니다. 분자량 54 kDa의 촉진 포도당 수송체 GLUT3 (P11169)를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GLUT3/SLC2A3 Rabbit mAb
비고/별칭	GLUT3; GLUT3/SLC2A3
종	인간
유전자 ID (인간)	6515
유전자 ID	6515
면역원	인간 GLUT3/SLC2A3 (P11169)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P11169
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백