


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Glut4 단일클론 항체 - P14672

품목 번호: CM0008277



소개

GLUT4 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광법, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 GLUT4와 반응합니다. 당뇨병 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GLUT4 Rabbit mAb
비고/별칭	GLUT4
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	6517
유전자 ID	6517
면역원	인간 GLUT4 (NP_001033.1)의 아미노산 410-509 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P14672
단백질 분자량	55 kDa/44 kDa
배송	아이스 팩