


웨스턴 블롯, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Glut4 Rabbit Polyclonal Antibody - P14672

품목 번호: CM0026099



소개

GLUT4(SLC2A4)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스, 랫트에서 WB, IF, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인슐린 조절 포도당 수송 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GLUT4 Rabbit pAb
비고/별칭	GLUT4
종	인간
GeneID (인간)	6517
GeneID	6517
면역원	합성 펩타이드 인간 GLUT4 (NP_001033.1)의 아미노산 450-509 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P14672
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백