


Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Glut4 토끼 다클로날 항체 - P14672

품목 번호: CM0022135



소개

인간 GLUT4(Glucose Transporter Type 4)를 표적하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 포도당 수송 및 인슐린 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GLUT4 Rabbit pAb
비고/별칭	GLUT4
종(Species)	Human
GeneID	6517
면역원(Immunogen)	인간 GLUT4 (NP_001033.1)의 아미노산 210-310 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	P14672
단백질 분자량	55kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)