


Anti-Glutamine Synthetase (Glul) Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15104

품목 번호: CM0026682



소개

인간 글루타민 합성효소(Glutamine Synthetase, GLUL)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 글루타민 대사, 암모니아 독성 제거 및 혈관 신생 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Glutamine Synthetase (GLUL) Rabbit pAb
비고/별칭	GS; GLNS; PIG43; PIG59; L)
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	2752
GeneID	2752
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 글루타민 합성효소(Glutamine Synthetase, GLUL) (NP_002056.2)의 아미노산 1-373에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P15104
단백질 분자량	42kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)