


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-글루타민 합성효소(GluI) 토끼 다클론 항체 - P15104

품목 번호: CM0022117



소개

인간 글루타민 합성효소(GLUL)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 GS를 검출합니다. 질소 대사 및 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	글루타민 합성효소(GLUL) 토끼 pAb
비고/별칭	GS; GLNS; PIG43; PIG59; 글루타민 합성효소(GLUL)
종	인간
GeneID (인간)	2752
GeneID	2752
면역원	재조합 단백질(인간 글루타민 합성효소(GLUL)의 아미노산 1-373에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_002056.2))
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P15104
단백질 분자량	42kDa
배송	얼음팩