

Wb, Elisa용 Anti-Glyat 다클론 항체 - Q6Ib77

품목 번호: CM0014456

소개

GLYAT 토끼 pAb는 WB 및 ELISA용으로 검증된 다클론 항체입니다. 인간 GLYAT을 인식하며 마우스 및 랫드와 교차 반응하므로 해독, 대사 및 간암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GLYAT 토끼 pAb
비고/별칭	CAT; GAT; ACGNAT; GLYAT
종	인간
유전자 ID (인간)	10249
유전자 ID	10249
면역원	인간 GLYAT의 아미노산 1-163에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_005829.3).
공급원	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q6IB77
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스팩