

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Glyat/Gat 단일클론 항체 - Q6Ib77

품목 번호: CM0006889

소개

사람 GLYAT/GAT (Gene ID: 10249)를 타겟팅하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 대사 독성 제거 및 간암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GLYAT/GAT Rabbit mAb
비고/별칭	CAT; GAT; ACGNAT; GLYAT/GAT
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	10249
GeneID	10249
면역원(Immunogen)	사람 GLYAT/GAT (NP_964011.2)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성 (Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	Q6IB77
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)