

Wb, Ihc-P, Elisa용 항글리세롤 키나아제(Gk) 토끼 단클론 항체 - P32189

품목 번호: CM0002676

소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 글리세롤 키나아제(GK) 토끼 단클론 항체입니다. 글리세롤 대사 및 글리세로지질 합성의 핵심 효소인 인간, 마우스, 래트 GK(P32189)를 표적으로 합니다. 진단 및 연구 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	글리세롤 키나아제(GK) 토끼 mAb
비고/별칭	GK1; GKD; Glycerol kinase (GK)
종	인간
유전자ID (인간)	2710
유전자ID	2710
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P32189
단백질 분자량	61kDa
배송 방식	아이스백