

Anti-글리세롤 키나제 (Gk) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P32189

품목 번호: CM0027675

소개

인간 글리세롤 키나제 (GK)에 대한 Rabbit polyclonal 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트를 인식합니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 글리세롤 대사, 글리세롤리피드 합성 및 관련 대사 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	글리세롤 키나제 (GK) Rabbit pAb
비고/별칭	GK1; GKD; Glycerol kinase (GK)
종	인간
GeneID (인간)	2710
GeneID	2710
면역원	재조합 단백질 글리세롤 키나제 (GK) (NP_001191948.1)의 아미노산 422-559에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P32189
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스팩