


## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항글리코겐 합성효소 1(Gys1) 다클론 항체 - P13807

품목 번호: CM0021776



### 소개

사람 GYS1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 글리코겐 생합성 및 당뇨병 연구에 유용합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | 글리코겐 합성효소 1(GYS1) 토끼 pAb                                            |
| 비고/별칭       | GSY; GYS; 글리코겐 합성효소 1(GYS1)                                         |
| 종           | 사람                                                                  |
| GeneID (사람) | 2997                                                                |
| GeneID      | 2997                                                                |
| 면역원         | 사람 글리코겐 합성효소 1(NP_002094.2)의 아미노산 488~737에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼                                                                  |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                              |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                            |
| 교차 반응성      | 사람, 생쥐, 쥐                                                           |
| SWISS       | P13807                                                              |
| 단백질 분자량     | 84kDa                                                               |
| 배송          | 아이스백                                                                |