


Wb 및 Elisa용 항-글리코포린 A(Gypa) 토끼 다클론 항체 - P02724

품목 번호: CM0021151



소개

인간 GYPa(글리코포린 A, CD235a, MN 시알로당단백질)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 주요 적혈구 막 단백질로 MN 혈액형 항원을 보유하며 HAV 및 열대열말라리아 원충의 수용체 역할을 합니다. 분자량: 약 16 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	GYPa 토끼 다클론항체
비고/별칭	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GP _E erik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C); GYPa
종	인간
유전자ID (인간)	2993
유전자ID	2993
면역원	인간 GYPa(P02724)의 아미노산 20-91에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P02724
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스백