


Anti-Glycophorin C (Gypc) Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P04921

품목 번호: CM0002289



소개

웨스턴 블롯, 면역조직화학 및 ELISA용 Glycophorin C (GYPC)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다.

인간, 쥐, 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 적혈구 막 연구 및 혈액형 항원 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Glycophorin C (GYPC) Rabbit mAb
비고/별칭	GE; GPC; GPD; GYPD; CD236; PAS-2; CD236R; PAS-2'; Glycophorin C (GYPC)
종	인간(Human)
GeneID (인간)	2995
GeneID	2995
면역원	합성 펩타이드 인간 Glycophorin C (GYPC) (P04921)의 아미노산 49-128 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P04921
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)