


Wb, Elisa용 항-글리코포린 C (Gypc) 다클론 항체 - P04921

품목 번호: CM0017725



소개

글리코포린 C (GYPC)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 적혈구 안정성과 말라리아 수용체 기능에 관여하는 시알로당단백질인 인간 및 마우스 GYPC(14 kDa)를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	글리코포린 C (GYPC) 토끼 pAb
비고/별칭	GE; GPC; GPD; GYPD; CD236; PAS-2; CD236R; PAS-2'; Glycophorin C (GYPC)
종	인간
유전자 ID (인간)	2995
유전자 ID	2995
면역원	재조합 단백질: 인간 글리코포린 C (글리코포린 C (GYPC)) (NP_002092.1)의 아미노산 1-128에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P04921
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스 팩