

Wb, Elisa용 항-Glyctk 다클론 항체 - Q8Ivs8

품목 번호: CM0024896

소개

인간 GLYCTK(글리세레이트 키나아제)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. C-말단 영역을 표적으로 하는 재조합 면역원을 사용했습니다. 미토콘드리아 대사 및 관련 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GLYCTK 토끼 pAb
비고/별칭	HBEBP2; HBEBP4; HBeAgBP4A; GLYCTK
종	인간
유전자 ID (인간)	132158
유전자 ID	132158
면역원	인간 GLYCTK (NP_660305.2)의 아미노산 284-523에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8IVS8
단백질 분자량	55kDa
배송 방식	아이스백