

항 Glypican 3 (Gpc3) 유세포 분석용 단일클론 항체 - P51654

품목 번호: CM0012580



소개

유세포 분석용으로 검증된 인간 Glypican 3 (GPC3)에 대한 접합 토끼 단일클론 항체. Wnt 및 Hedgehog 신호 전달에 관여하는 세포 표면 프로테ोग글리칸인 인간 GPC3에 특이적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	토끼 항 인간 Glypican 3 (GPC3) 단일클론 항체
비고/별칭	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2
종	인간
유전자 ID (인간)	2719
유전자 ID	2719
면역원	인간 Glypican 3 (GPC3) (NP_004475.1)의 아미노산 481-580 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P51654
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스팩