

Wb, If/Icc, Fc, Elisa용 항-Glypican 3 (Gpc3) 모노클로널 항체 - P51654

품목 번호: CM0006802



소개

인간 Glypican 3 (GPC3)에 대한 토끼 모노클로널 항체로, WB, IF/ICC, FC, ELISA용으로 검증되었습니다. 암, 발생 생물학 및 Wnt/Hedgehog 신호 전달 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Glypican 3 (GPC3) Rabbit mAb
비고/별칭	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2; Glypican 3 (GPC3)
종	인간(Human)
GeneID (인간)	2719
GeneID	2719
면역원	합성 펩타이드 인간 Glypican 3 (GPC3) (NP_004475.1)의 아미노산 481-580 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	모노클로널 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P51654
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스백