

Wb, Fc, Elisa용 항-Glypican 3 (Gpc3) 다클론 항체 - P51654

품목 번호: CM0019017



소개

Glypican 3 (GPC3)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 유세포 분석 및 ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 교차 반응합니다. 암 및 발생생물학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	Glypican 3 (GPC3) 토끼 pAb
비고/별칭	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2; Glypican 3 (GPC3)
종	인간
유전자 ID (인간)	2719
유전자 ID	2719
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, FC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P51654
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스백