


Wb, Elisa용 Anti-Glyr1 폴리클로날 항체 - Q49A26

품목 번호: CM0025623



소개

GLYR1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 사람, 쥐, 랫드의 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었습니다.

크로마틴 생물학, 뉴클레오솜 리모델링 및 유전자 발현 조절 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	GLYR1 Rabbit pAb
비고/별칭	NP60; NPAC; hNDF; BM045; HIBDL; N-PAC; GLYR1
종	사람 (Human)
유전자 ID	84656 (Human)
면역원	사람 GLYR1 (NP_115958.2)의 아미노산 70-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫드 (Rat)
SWISS	Q49A26
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)