

Wb, Elisa용 Anti-Glyt2 단일클론 항체 - Q9Y345

품목 번호: CM0002626

소개

WB, ELISA 애플리케이션용 Anti-Glyt2 Rabbit 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 샘플에 대해 검증되었습니다. 글리신성 신경전달에 중요한 나트륨 및 염화물 의존성 글리신 수송체 2를 표적으로 합니다. 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Glyt2 Rabbit mAb
비고/별칭	NET1; GLYT2; HKPX3; GLYT-2; Glyt2
종	사람(Human)
GeneID (사람)	9152
GeneID	9152
면역원	사람 Glyt2 (Q9Y345)의 아미노산 250-350 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9Y345
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스 백(Ice bag)