

Anti-Gm-Csf Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P48750

품목 번호: CM0008688

소개

쥐 과립구-대식세포 콜로니 자극 인자(GM-CSF, CSF2)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. 17 kDa 분비성 사이토카인입니다. 조혈 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GM-CSF Rabbit mAb
비고/별칭	Gmcsf; Gm-csf
종(Species)	Rat
GeneID (인간)	1437
GeneID	116630
면역원	쥐 GM-CSF (NP_446304.1)의 아미노산 20-144에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
어플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Rat
SWISS	P48750
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스 팩