

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Gm130 폴리클로날 항체 - Q08379

품목 번호: CM0030372



소개

인간 GM130 (GOLGA2)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트를 검출합니다. 분자량 113kDa. 골지체(Golgi apparatus) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GM130 Rabbit pAb
비고/별칭	GM130; DEDHMB
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	2801
GeneID	2801
면역원(Immunogen)	인간 GM130 (NP_004477.3)의 아미노산 20-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q08379
단백질 분자량	113kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)