

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Gm130 토끼 다클로날 항체 - Q08379

품목 번호: CM0024600



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 고품질의 Anti-GM130 토끼 다클로날 항체(Q08379). 인간, 마우스, 래트 GM130(Golgin A2)과 반응합니다. 골지체 구조, 유사분열 및 중심체 조직 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GM130 Rabbit pAb
비고/별칭	GM130; DEDHMB
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	2801
GeneID	2801
면역원(Immunogen)	인간 GM130 (NP_004477.3)의 아미노산 20-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 래트(Rat)
SWISS	Q08379
단백질 분자량	113kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)