

Anti-Gm13125/Pramef20 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Vt98

품목 번호: CM0026842

소개

마우스 Gm13125(PRAMEF20)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA 응용에 적합합니다. 인간 및 쥐와 교차 반응성을 보이며 약 55 kDa 밴드를 검출합니다. 류신이 풍부한 반복 서열을 가진 PRAME 패밀리 단백질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Gm13125 Rabbit pAb
비고/별칭	Gm13125; EG627009; Pramef20
종	마우스
GeneID (인간)	645425
GeneID	627009
면역원	마우스 Gm13125 (NP_001108549.1)의 아미노산 67-274에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q5VT98
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백