

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Gmfb 토끼 다클로날 항체 - P60983

품목 번호: CM0028090

소개

인간 GMFB를 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응하며, 신경 분화 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GMFB Rabbit pAb
비고/별칭	GMF; GMFB
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2764
항원(Immunogen)	인간 GMFB (NP_004115.1)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P60983
단백질 분자량	17kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)