


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Gmip 토끼 다클로날 항체 - Q9P107

품목 번호: CM0021256



소개

인간 GMIP (GEM-interacting protein, ARHGAP46)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. RhoA GTPase 조절 및 세포 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GMIP Rabbit pAb
비고/별칭	ARHGAP46; GMIP
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	51291
GeneID	51291
면역원(Immunogen)	인간 GMIP (NP_057657.2)의 아미노산 1-91에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9P107
단백질 분자량	107kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)