


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Gmnn Rabbit Monoclonal Antibody - O75496

품목 번호: CM0006596



소개

인간 GMNN(Geminin)을 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증됨. DNA 복제 및 세포 주기 조절의 핵심 억제제인 인간 및 마우스 GMNN을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GMNN Rabbit mAb
비고/별칭	Gem; MGORS6; Geminin
종	인간
GeneID (인간)	51053
GeneID	51053
면역원	인간 GMNN (NP_056979.1)의 아미노산 1-209에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O75496
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백