

Wb, Ip, Elisa용 항-Gmps 다클론 항체 - P49915

품목 번호: CM0030795



소개

인간 GMPS(GMP 합성효소)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IP, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 면역원: 인간 GMPS의 394-693 아미노산에 상응하는 재조합 융합 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GMPS 토끼 pAb
비고/별칭	GATD7; GMPS
종	인간
유전자ID (인간)	8833
유전자ID	8833
면역원	인간 GMPS (NP_003866.1)의 아미노산 394-693에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49915
단백질 분자량	77kDa
배송 방식	아이스백