

Wb, Elisa용 Anti-Gn1A 폴리클로날 항체 - Q4Adv8

품목 번호: CM0022489

소개

WB 및 ELISA 검증을 완료한 Anti-Gn1a (OsCKX2) 폴리클로날 항체입니다. 벼의 곡물 수확량을 결정짓는 핵심 조절 인자인 사이토키닌 탈수소효소 2(cytokinin dehydrogenase 2)를 표적으로 합니다. 토끼에서 유래되었으며, 벼(Oryza sativa)와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

|        |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 매개변수   | 값                                                              |
| 제품명    | Gn1a Rabbit pAb                                                |
| 비고/별칭  | CKX2; Gn1a; OsCKX2; OsJ_00744; B1046G12.8                      |
| 종      | 벼 (Oryza sativa)                                               |
| 유전자 ID | 4327333                                                        |
| 면역원    | 벼(Oryza sativa) Gn1a(Q4ADV8)의 400-500 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 |
| 출처     | 토끼                                                             |
| 카테고리   | 폴리클로날 항체                                                       |
| 응용 분야  | WB, ELISA                                                      |
| 교차 반응성 | 벼 (Oryza sativa)                                               |
| SWISS  | Q4ADV8                                                         |
| 단백질 무게 | 60kDa                                                          |
| 배송     | 아이스팩                                                           |