

Anti-Gna11 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P29992

품목 번호: CM0026792



소개

GNA11(G 단백질 서브유닛 알파 11, SWISS P29992)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, ELISA로 검증됨. GPCR 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GNA11 Rabbit pAb
비고/별칭	FBH, FBH2, FHH2, HG1K, HHC2, GNA-11, HYPOC2
종	인간
GeneID (인간)	2767
GeneID	2767
면역원	인간 GNA11 (NP_002058.2)의 아미노산 250-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P29992
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백