

Anti-Gna11 Rabbit Polyclonal Antibody (Pab) For Wb, If/Icc, And Elisa - P29992

품목 번호: CM0018782



소개

인간 GNA11을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, Western blot, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 내인성 GNA11(~42 kDa)을 검출하며, 마우스 및 래트와 교차반응합니다. GPCR 및 G 단백질 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GNA11 Rabbit pAb
비고/별칭	FBH; FBH2; FHH2; HG1K; HHC2; GNA-11; HYPOC2; GNA11
종	인간
GeneID (인간)	2767
GeneID	2767
면역원	합성 펩타이드: 인간 GNA11 (NP_002058.2)의 아미노산 250-350에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P29992
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백