

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Gna13 다클론 항체 - Q14344

품목 번호: CM0026448



소개

GNA13(G 단백질 서브유닛 알파-13)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성을 가집니다. Rho 신호 전달 및 암 침습 기전 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	GNA13 토끼 pAb
비고/별칭	G13; HGIN; GNA13
종	인간
GeneID (인간)	10672
GeneID	10672
면역원	인간 GNA13(NP_006563.2)의 아미노산 1-210번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14344
단백질 분자량	44kDa
배송 방식	아이스백