

Ihc-P용 Anti-Gna13 Rabbit Polyclonal Antibody - Q14344

품목 번호: CM0019253



소개

인간, 마우스 및 쥐 조직에서 IHC-P에 대해 검증된 GNA13(G 단백질 서브유닛 알파 13) 표적 토끼 폴리클로날 항체. 재조합 폴-렌스 면역원; GPCR-RhoA 신호 전달, 암 전이 및 생식 중심 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GNA13 Rabbit pAb
비고/별칭	GNA13; G13; G 단백질 서브유닛 알파 13
종	인간
유전자 ID (인간)	10672
유전자 ID	10672
면역원	인간 GNA13 (NP_006563.2)의 아미노산 1-377에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	IHC-P
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q14344
단백질 무게	33kDa/44kDa
배송	아이스백