

## Anti-Gna13 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 적용가능 - Q14344

품목 번호: CM0021917



### 소개

인간 GNA13에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 GNA13을 검출합니다. G 단백질 신호전달, RhoA 활성화 및 암 전이 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 제품명         | GNA13 토끼 pAb                                            |
| 비고/별칭       | G13; HGIN; GNA13                                        |
| 종           | 인간                                                      |
| GeneID (인간) | 10672                                                   |
| GeneID      | 10672                                                   |
| 면역원         | 인간 GNA13 (NP_006563.2)의 아미노산 1-210번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원          | 토끼                                                      |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                  |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                             |
| SWISS       | Q14344                                                  |
| 단백질 분자량     | 44kDa                                                   |
| 배송 방식       | 아이스 팩                                                   |