

Gna15 항원 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P30679

품목 번호: CM0024358

소개

인간 GNA15(G 단백질 서브유닛 알파-15)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합하며 마우스와 래트와 교차 반응성이 있습니다. 조혈세포에서 GPCR 신호 전달 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명         | GNA15 토끼 다클론 항체                                             |
| 비고/별칭       | HGIL; GNA16; GNA15                                          |
| 반응 종        | 인간                                                          |
| 유전자 ID (인간) | 2769                                                        |
| 유전자 ID      | 2769                                                        |
| 면역원         | 인간 GNA15(NP_002059.3)의 아미노산 1-374에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원          | 토끼                                                          |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                      |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                   |
| 교차 반응성      | 마우스, 래트                                                     |
| SWISS       | P30679                                                      |
| 단백질 분자량     | 44kDa                                                       |
| 배송 방식       | 아이스 팩                                                       |