

Anti-Gna15 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P30679

품목 번호: CM0021404

소개

웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 고품질 GNA15 토끼 다클론 항체로, 인간 및 생쥐 G 알파-16 단백질을 표적으로 합니다. GPCR 신호 전달, 조혈 작용 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GNA15 토끼 pAb
비고/별칭	HG1L; GNA16; GNA15
종	인간
유전자ID (인간)	2769
유전자ID	2769
면역원	인간 GNA15 (NP_002059.3)의 아미노산 112-374에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P30679
단백질 분자량	44kDa
배송 방식	아이스백