


Anti-Gnai1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P63096

품목 번호: CM0027553



소개

GNAI1(Gi, HG1B, NEDHISB)를 표적하는 토끼 폴리클론 항체. 인간, 마우스, 래트에서 검출 가능. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합. GPCR 신호 전달에 관여하여 아데닐산 고리화효소를 억제함. 단백질 분자량 40 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GNAI1 Rabbit pAb
비고/별칭	Gi; HG1B; NEDHISB; GNAI1
종	인간
유전자 ID (인간)	2770
면역원	인간 GNAI1 (NP_002060.4)의 아미노산 50-150에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P63096
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백