


Anti-Gnai2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P04899

품목 번호: CM0025335



소개

Western blot 및 ELISA용 Anti-GNAI2 토끼 다클로날 항체로, 인간 및 마우스 GNAI2에 반응합니다. GPCR 신호 전달을 매개하고 cAMP 생성을 억제하며, 혈관신생 및 염증에서 역할을 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GNAI2 Rabbit pAb
비고/별칭	GIP; HG1C; GNAI2B; H_LUCA15.1; H_LUCA16.1; GNAI2
종	Human
Gene ID (Human)	2771
Gene ID	2771
면역원	인간 GNAI2 (NP_002061.1)의 아미노산 1-355에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	P04899
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백