


Anti-Gnai2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P04899

품목 번호: CM0015191



소개

GNAI2(G 단백질 서브유닛 알파 i2)에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, 인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. GPCR 신호전달, 혈관신생, 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GNAI2 Rabbit pAb
비고/별칭	GIP; HG1C; GNAI2B; H_LUCA15.1; H_LUCA16.1; GNAI2
종	인간
Gene ID (Human)	2771
Gene ID	2771
면역원	인간 GNAI2 (NP_002061.1)의 아미노산 1-355에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P04899
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백