

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Gnao1 다클론 항체 - P09471

품목 번호: CM0023385

소개

사람 GNAO1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, ELISA에 적합합니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. GPCR 신호 전달 및 cAMP 조절에 관여하는 G 단백질 서브유닛 알파 o를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GNAO1 토끼 pAb
비고/별칭	GNAO; HG1G; DEE17; NEDIM; EIEE17; HLA-DQB1; G-ALPHA-o; GNAO1
종	사람
GeneID (사람)	2775
GeneID	2775
면역원	사람 GNAO1 (NP_066268.1)의 아미노산 60-180에 해당하는 재조합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P09471
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스 팩