

Anti-Gnaq 토끼 단클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - P50148

품목 번호: CM0002553

소개

인간 GNAQ(G-alpha-q)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응하며, GPCR 신호 연구 및 진단 원료 조달에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GNAQ 토끼 mAb
비고/별칭	GAQ; SWS; CMAL; CMCI; G-ALPHA-q; GNAQ
종	인간
유전자ID (인간)	2776
유전자ID	2776
면역원	재조합 단백질 인간 GNAQ(NP_002063.2)의 아미노산 50-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P50148
단백질 분자량	42kDa
운송 방법	아이스백