

Anti-Gnaq Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50148

품목 번호: CM0013332



소개

인간 GNAQ에 대한 Rabbit polyclonal antibody로 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용 가능. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 GNAQ를 검출. GPCR 신호 전달 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GNAQ Rabbit pAb
비고/별칭	GAQ; SWS; CMAL; CMCL; G-ALPHA-q; GNAQ
종	인간
유전자 ID (인간)	2776
면역원	인간 GNAQ (NP_002063.2)의 아미노산 1-359에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질.
원료	토끼
분류	폴리클로날 항체
적용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P50148
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백