

Wb, Elisa용 토끼 다클론 항-Gnas 항체 - O95467 / P63092 / P84996 / Q5Jwf2

품목 번호: CM0028960

소개

인간 GNAS에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. Gs-알파 및 NESP55를 포함한 여러 GNAS 아이소폼을 검출하며 마우스와 교차 반응성이 있습니다. 신호 전달 및 신경내분비 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GNAS 토끼 pAb
비고/별칭	AHO; GSA; GSP; POH; GPSA; NESP; SCG6; SgVI; GNAS1; PITA3; C20orf45; GNAS
종	인간
유전자 ID (인간)	2778
유전자 ID	2778
면역원	합성 펩타이드 인간 GNAS(P63092)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O95467/P63092/P84996/Q5JWF2
단백질 분자량	28kDa/44kDa/45kDa/77kDa/109kDa/111kDa
배송	아이스 팩