


Anti-Gnat1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P11488

품목 번호: CM0029637



소개

GNAT1(Transducin alpha-1 chain)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 광전환 및 망막 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GNAT1 Rabbit pAb
비고/별칭	GBT1; HG1F; GNATR; CSNBIG; CSNBAD3; GNAT1
종	인간
유전자 ID (인간)	2779
유전자 ID	2779
면역원	인간 GNAT1 (NP_000163.2)의 아미노산 58-178에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P11488
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백