


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Gnat3 토끼 다클로날 항체 - A8Mtj3

품목 번호: CM0021521



소개

인간 GNAT3을 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 미각 신호 전달 및 장 내당 감지에 관여하는 구스두신 알파-3 사슬을 인식합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GNAT3 Rabbit pAb
비고/별칭	GDCA; HG1E; GNAT3
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	346562
유전자 ID	346562
면역원	인간 GNAT3 (NP_001095856.1)의 아미노산 60-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	A8MTJ3
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)