


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Gnb1 다클론 항체 - P62873

품목 번호: CM0023067



소개

GNB1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. GNB1은 막횡단 신호 전달에 필수적인 G 단백질 베타 서브유닛으로, 신호 전달 연구에 이 항체가 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GNB1 토끼 pAb
비고/별칭	MDS; HG2A; MRD42; GNB1
종	인간
유전자ID (인간)	2782
유전자ID	2782
면역원	인간 GNB1 (NP_002065.1)의 아미노산 1-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P62873
단백질 분자량	37kDa
배송 방법	아이스백