

Wb, Elisa용 Anti-Gnb1L 폴리클로널 항체 - Q9Byb4

품목 번호: CM0025247

소개

인간 GNB1L을 타겟으로 하는 토끼 폴리클로널 항체로, DNA 손상 반응의 주요 조절 인자입니다. 마우스 및 랫트와의 교차 반응성을 확인하며 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. DDR 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GNB1L Rabbit pAb
비고/별칭	GY2; FKSG1; WDR14; WDVCF; DGCRK3; GNB1L
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	54584
유전자 ID	54584
면역원(Immunogen)	인간 GNB1L (NP_443730.1)의 아미노산 1-327에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9BYB4
단백질 분자량	36kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)