

Wb, Ihc-P, Elisa용 Gnb2 토끼 단클론 항체 - P62879

품목 번호: CM0010726



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 GNB2 토끼 단클론 항체입니다. 막투과 신호 전달에 관여하는 G 단백질 베타 서브유닛인 인간, 마우스, 랫드 GNB2와 교차 반응합니다. 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GNB2 토끼 mAb
비고/별칭	SSS4, HG2C1, NEDHYDF, GNB2
종	인간
유전자 ID (인간)	2783
유전자 ID	2783
면역원	인간 GNB2 (P62879)의 아미노산 1-90번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P62879
단백질 분자량	37kDa
배송 방식	아이스백